

## PRODUKTBLAD

### MB-Mesh

Non-woven Non-knitted  
100% Polypropylene

*Polypropylenenät*



**MB-MESH** erbjuder en effektiv lösning för öppna och laparoskopiska kirurgiska ingrepp av inguinala och abdominala bråck.

Den originella strukturen av MB-MESH är ett attraktivt alternativ till många polypropylenenät som används idag.

MB-MESH är unik i mängden material som används vid ingreppen (20-65% mindre än konventionella polypropylenenät).

Egenskaper	MB-40	MB-75
Vikt	40g/m <sup>2</sup>	75g/m <sup>2</sup>
Tjocklek	0,40mm	0,55mm
Hållfasthet (N/5cm)		
MD	58	89
CD	35	63
Förlängning (%)		
MD	80	69
CD	88	79

#### Storlekar & artikelnummer:

MBP 400: 10x15cm  
MBP 401: 15x15cm  
MBP 402: 15x17cm  
MBP 403: 30x30cm

MBP 750: 10x15cm  
MBP 751: 15x15cm  
MBP 752: 15x17cm  
MBP 753: 30x30cm