

PRODUKTBLAD

SÄNGVÅG, Art nr: **M60013**



- Stor LCD-display, 25 mm
- Automatisk nollställning
- Två oberoende vågbryggor med ramper
- Inklusive ställning
- Hold/tarafunktion
- Pretarafunktion med 10 minnen
- Unik BMI (body mass index funktion) via tangentbord
- Kapacitet 0-500 kg
- Noggrannhet 100 gram
- Säker och lätt att rengöra
- Solid konstruktion
- Strömförsörjning: Uppladdningsbara batterier, i vågen, och nät drift
- Integrerade med PC och printerfunktion via RS 232
- Storlek: 1000 x 90 x 450 mm
- Nettovikt: 29 kg
- Klass III-godkänd, CE-godkänd
- Garantitid 2 år