

*"Dixa Medical AB är ett medicintekniskt företag under ständig utveckling och med tillväxt i fokus. Vår affärsidé är att bedriva affärsmässig handel med sjukvårdsprodukter till ett konkurrenskraftigt pris, anpassad till miljö, och med god service av kompetent personal".*



### Tandskydd

- Engångs, hygienförpackat för medicinskt bruk
- Ger god säkerhet för slag och stötar
- Formas i varmt vatten, varm tandskyddet enl instruktionerna
- Forma genom att trycka med tumme och pekfinger runt tandskyddet
- Bit försiktigt
- Går att klippa av om det är för långt in
- Om lite glapp, bit till för att hålla på plats
- Går att omforma genom att värma upp på nytt
- Tillverkad av miljövänlig eten-plast
- Latex-fri och pvc-fri
- Förpackningsstorlek 50 st
- Art nr SF 0200



IVF-vård, gynekologi,  
förlossning, mm



Filmen som motverkar  
adheranser



Nytt revolutionerande  
brännskedeförband



Collagenimplantat för  
bräck, med mera



Klas III-godkända vågar  
för sjukvården



INSTRUMENTE GmbH  
MEDIZINTECHNIK

Brett instrumentsortiment  
för alla typer av kirurgi